

ARJO

STEDY



## ¿PREPARADO ...?

En el moderno entorno de cuidados médicos actual ningún miembro del personal debería realizar tareas de traslado manual. No obstante, estas tareas todavía son requeridas manualmente.

Un gran porcentaje de ellas se centra en ayudar al paciente a trasladarlo hasta el inodoro. Para aquellos pacientes que pueden ponerse en pie pero que no son capaces de caminar, el traslado manual no les ofrece mucha activación, participación, movilización o independencia. Es simplemente un medio necesario para realizar movimientos que no beneficia ni al paciente ni al personal. Esta es una situación que está destinada al cambio.



## ¿LISTO ...?

*Stedy* permite al paciente ponerse en pie con facilidad y seguridad, listo para ser trasladado al inodoro, eliminando así la necesidad de realizar tareas de traslado manual. Este medio alienta al paciente a participar plenamente en el traslado, con lo cual se mejora su circulación, rigidez, respiración, digestión y flexibilidad muscular.

*Stedy* puede crear una impresión de logro y perspectiva de la vida diferente para muchos pacientes, quienes desde entonces estarán motivados para usarlo de manera regular.



## ¡YA!

Una vez que el paciente se halla de pie separado de la silla, el cuidador coloca los soportes de asiento abatibles. Esto permite al paciente relajarse y sentarse cómodamente con seguridad durante su traslado al inodoro, eliminando la necesidad de utilizar sillas de ruedas voluminosas. *Stedy* permite al cuidador comunicarse con el paciente "cara a cara" para ofrecer una impresión de seguridad más acentuada. Diseñado con peso ligero y de compacta construcción, *Stedy* circula fácilmente por las entradas y los pasillos más estrechos ofreciendo al personal más facilidad de maniobra.






Una vez en el inodoro, el paciente puede ponerse en pie, sostenido mediante el *Stedy*, tras lo cual el cuidador podrá ayudarlo a colocar sus ropas según convenga. La independencia y dignidad del paciente también son mejoradas, puesto que puede utilizar el *Stedy* para sostenerse y bajarse sobre el asiento del inodoro, con lo cual también se elimina la necesidad de usar un traslado giratorio. Cuando está listo para ponerse en pie, el paciente podrá hacerlo así con lo cual se facilita la tarea de ajustar sus ropas según sea necesario y de realizar su traslado con seguridad.

Lo que en el pasado significaba una tarea prosaica, en la actualidad se promueve la actividad del paciente y se reduce considerablemente el esfuerzo físico realizado por el personal.



# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



## Opciones



Stedy también resulta ideal para trasladar al paciente desde y hasta el lado de su cama, o para mantenerle en pie mientras el personal le ayuda con su aseo personal u otras tareas similares.

Para mayor seguridad el Stedy también puede incorporar una correa de soporte opcional.

## Product Information

Peso del Stedy	16.8kg (37lbs)
Carga máxima	120kg (264lbs)

ARJO recomienda encarecidamente usar solamente piezas designadas por la empresa ARJO, las cuales han sido diseñadas para el propósito específico, en los equipos y demás aparatos suministrados por ARJO, con el fin de evitar lesiones atribuibles al uso de piezas inadecuadas. Las condiciones de venta de ARJO estipulan específicamente y confirman que no asume responsabilidad legal en dichas circunstancias. Nuestra política es de desarrollo continuo, y por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Stedy es una marca registrada perteneciente a Arjo International AG



FM 21964  
ISO 9001 • BS 5750 Part 1 • EN 29001  
Arjo Ltd. Catherine Street, Gloucester, UK.

# ARJO

...pensando en las personas.

Arjo Spain, S.A.  
Teléf: 902 300 126  
Fax: 902 300 191  
e-mail: arjospain@arjospain.es  
[www.arjo.com](http://www.arjo.com)

GETINGE

MIEMBRO DEL GRUPO GETINGE